

SERION ELISA *classic*

FI

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

1. Varoituksia ja varokeinoja

SERION ELISA *classic* on tarkoitettu ainoastaan ammattitaitoisen, tarvittavat työmenetelmät hallitsevan henkilöstön käyttöön.

Testireagenssien ja potilasnäytteiden käsittelyssä pätevät vakintuneet laboratoriosäännöt:

- Testipakkaus sisältää humaaniseerumeja. Vaikka kaikki kontrolliseerumit ovat HBs-Ag-negatiivisia ja anti-HCV- ja anti-HIV-vasta-ainenegatiivisia, niitä on silti pidettävä tartuntavaarallisina.
- Suulla pipetointi on kiellettyä.
- Tiloissa, joissa käsitellään testireagensseja tai potilasnäytteitä, ei saa syödä, juoda eikä tupakoida.
- Käsiteltäessä testireagensseja ja potilasnäytteitä tulee välttää suoraa kontaktia niiden kanssa käyttämällä laboratoriotakkia, kertakäyttökäsineitä ja suojalaseja. Töiden päätyttyä kädet tulee pestä huolellisesti.
- Potilasnäytteet ja kaikki tartuntavaaralliset materiaalit tulee dekontaminoida testin suorittamisen jälkeen.
- Reagensseja ei saa päästää lasten käsiin.
- Pysäytysliuos:
syövyttävä (C); R34: aiheuttaa syövytystä,
käytettävä suojalaseja, käsineitä ja laboratoriotakkia

2. Jätehuolto

Voimassa olevia lakeja ja säädöksiä on noudatettava!

NO

SIKKERHETSTILTAK

1. Advarsler og forsiktighetsforanstaltninger

SERION ELISA *classic* er kun bestemt for bruk av fagpersonale som helt ut behersker arbeidsteknikkene.

For håndtering av testreagensene og pasientprøvene gjelder de godkjente reglene for laboratorier:

- Prøvepakken inneholder humane sera. Selv om alle kontrollsera er HBs-Ag-, og HCV- og HIV-antistoff negative, må de ansees som potensielt infeksjose.
- Ikke pipetter med munnen.
- Ikke spis, drikk eller røyk i områder der det arbeides med testreagenser eller med pasientprøver.
- Bruk laboratoriekittel, engangs-hansker og vernebrille for å unngå kontakt når du håndterer testreagenser og pasientprøver. Vask hendene grundig etterpå.
- Pasientprøvene og alle potensielt infeksjose stoffer skal dekontamineres etter at testen er gjennomført
- Oppbevar reagensene utilgjengelig for barn.
- Stoppløsning:
Etsende (C); R34: forårsaker etsinger, bruk vernebrille, hansker og laboratoriekittel

2. Deponering

Følg de til enhver tid gyldige lovforskriftene!

VEILIGHEIDSMaatregelen

1. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

SERION ELISA *classic* is uitsluitend bedoeld voor het gebruik door geschoold personeel dat de arbeidstechnieken perfect beheerst.

Voor het gebruik van de testreagentia en de patiëntenmonsters gelden de erkende laboratoriumregels:

- De testverpakking bevat humane sera. Hoewel alle controlesera HBs-Ag-, anti-HCV-AI- alsook anti-HIV-AI-negatief zijn, moeten zij als potentieel infectueus beschouwd worden.
- Niet met de mond pipetteren.
- Op plaatsen waar met testreagentia of patiëntenmonsters gewerkt wordt, mag niet gegeten, gedronken of gerookt worden.
- Vermijdt direct contact bij het omgaan met testreagentia en patiëntenmonsters door het dragen van een laboratoriumjas, wegwerphandschoenen en een veiligheidsbril. Aansluitend uw handen grondig reinigen.
- De patiëntenmonsters en het volledige potentieel infectueus materiaal moeten na het uitvoeren van de test gedecontamineerd worden
- Reagentia ontoegankelijk voor kinderen bewaren.
- Stopoplossing:
Bijtend (C); R34: veroorzaakt brandwonden, veiligheidsbril, handschoenen en laboratoriumjas moeten gedragen worden.

2. Afvalverwijdering

Gelieve de respectievelijk geldende wettelijke voorschriften in acht te nemen!