

SERION ELISA *antigen*

FI

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

Testireagenssien ja potilasnäytteiden käsittelyssä pätevät vakintuneet laboratoriosäännöt:

- Suulla pipetointi on kiellettyä.
- Tiloissa, joissa käsitellään testireagensseja tai potilasnäytteitä, ei saa syödä, juoda eikä tupakoida.
- Käsiteltäessä testireagensseja ja potilasnäytteitä tulee välttää suoraa kontaktia niiden kanssa käyttämällä laboratoriotakkia, kertakäyttökäsineitä ja suojalaseja. Töiden päätyttyä kädet tulee pestä huolellisesti.
- Potilasnäytteet ja kaikki tartuntavaaralliset materiaalit tulee dekontaminoida testin suorittamisen jälkeen.
- Reagensseja ei saa päästää lasten käsiin.
- Pysäytysliuos:
käytettävä suojalaseja, käsineitä ja laboratoriotakkia

NO

SIKKERHETSTILTAK

For håndtering av testreagensene og pasientprøvene gjelder de godkjente reglene for laboratorier:

- Ikke pipetter med munnen.
- Ikke spis, drikk eller røyk i områder der det arbeides med testreagenser eller med pasientprøver.
- Bruk laboratoriekittel, engangs-hansker og vernebrille for å unngå kontakt når du håndterer testreagenser og pasientprøver. Vask hendene grundig etterpå.
- Pasientprøvene og alle potensielt infeksiose stoffer skal dekontamineres etter at testen er gjennomført
- Oppbevar reagensene utilgjengelig for barn.
- Stoppløsning:
bruk vernebrille, hansker og laboratoriekittel

NL

VEILIGHEIDSMaatregelen

Voor het gebruik van de testreagentia en de patiëntenmonsters gelden de erkende laboratoriumregels:

- Niet met de mond pipetteren.
- Op plaatsen waar met testreagentia of patiëntenmonsters gewerkt wordt, mag niet gegeten, gedronken of gerookt worden.
- Vermijdt direct contact bij het omgaan met testreagentia en patiëntenmonsters door het dragen van een laboratoriumjas, wegwerphandschoenen en een veiligheidsbril. Aansluitend uw handen grondig reinigen.
- De patiëntenmonsters en het volledige potentieel infectueus materiaal moeten na het uitvoeren van de test gedecontamineerd worden
- Reagentia ontoegankelijk voor kinderen bewaren.
- Stopoplossing:
veiligheidsbril, handschoenen en laboratoriumjas moeten gedragen worden.