



SERION ELISA *control*

Positivkontrollen für SERION ELISA *classic*

SERION ELISA *control* sind positive Kontrollseren für die quantitative Antikörperbestimmung mit SERION ELISA *classic*. Sie dienen zur Bestimmung der Validität von Testläufen, zur Ermittlung der Präzision sowie zur Bestätigung der Konstanz der angewendeten Methode für die laborinterne Qualitätssicherung.

Anwendungsbereich

SERION ELISA *control* dienen als externe Positivkontrollen für die quantitative Antikörperbestimmung mit Immunoassays der Produktlinie SERION ELISA *classic*. Die lyophilisierten Humanseren sind neben den im Testkit eines SERION ELISA *classic* enthaltenen Kontrollen ein zusätzliches Reagenz zur Überprüfung der Validität des durchgeführten Testlaufs, zur Ermittlung der Präzision der angewendeten Methode sowie zur Dokumentation der Chargenkonstanz des verwendeten SERION ELISA *classic*.

Zielwerte und Gültigkeitsbereiche

Im Rahmen umfangreicher Validierungsstudien werden für jedes testspezifische Kontrollserum SERION ELISA *control* Zielwerte und Gültigkeitsbereiche nach den Vorgaben der im Jahr 2008 aktualisierten Richtlinien der Bundesärztekammer (RiLiBÄK) ermittelt und auf chargenspezifischen Analysenzertifikaten dokumentiert. Diese dienen dem Anwender als Richtwerte im Rahmen der laborinternen Qualitätssicherung.

SERION ELISA *control* sollten bei jedem Testlauf mitgeführt werden. Sie sind ausschließlich für die Anwendung mit dem korrespondierenden SERION ELISA *classic* vorgesehen und können nicht grundsätzlich als externe Kontrollmaterialien mit anderen Testen angewendet werden.

serion



multianalyt™

Bestellinformationen für SERION ELISA control

SERION ELISA control	Bestell.Nr.
Adenovirus IgA	BR 128 A
Adenovirus IgG	BR 128 G
Aspergillus fumigatus IgA	BR 132 A
Aspergillus fumigatus IgG	BR 132 G
Aspergillus fumigatus IgM	BR 132 M
Bordetella pertussis IgA	BR 120 A
Bordetella pertussis IgG	BR 120 G
Bordetella pertussis Toxin IgG	BR 1201 G
Borrelia burgdorferi IgG	BR 121 G
Borrelia burgdorferi IgM	BR 121 M
Brucella IgA	BR 116 A
Brucella IgG	BR 116 G
Brucella IgM	BR 116 M
Campylobacter jejuni IgA	BR 139 A
Campylobacter jejuni IgG	BR 139 G
Campylobacter jejuni IgM	BR 139 M
Candida albicans IgA	BR 117 A
Candida albicans IgG	BR 117 G
Candida albicans IgM	BR 117 M
Chlamydia IgA	BR 137 A
Chlamydia IgG	BR 137 G
Chlamydia pneumoniae IgA	BR 1371 A
Chlamydia pneumoniae IgG	BR 1371 G
Chlamydia trachomatis IgA	BR 1372 A
Chlamydia trachomatis IgG	BR 1372 G
Coxiella burnetii (Phase 2) IgG	BR 1312 G
Coxiella burnetii (Phase 2) IgM	BR 1312 M
Coxsackievirus IgA	BR 134 A
Coxsackievirus IgG	BR 134 G
Cytomegalovirus IgG	BR 109 G
Cytomegalovirus IgG Avidität	BR 109 AVID
Cytomegalovirus IgM	BR 109 M
Diphtherie IgG	BR 130 G
Echovirus IgA	BR 135 A
Echovirus IgG	BR 135 G
Enterovirus IgA	BR 133 A
Enterovirus IgG	BR 133 G
Epstein-Barr Virus / VCA IgG	BR 1361 G
Epstein-Barr Virus / VCA IgM	BR 1361 M
Epstein-Barr Virus / EBNA 1 IgG	BR 1362 G
Epstein-Barr Virus / EA IgG	BR 1363 G
FSME Virus IgG	BR 112 G
FSME Virus IgM	BR 112 M
Helicobacter pylori IgA	BR 118 A
Helicobacter pylori IgG	BR 118 G
Helicobacter pylori IgM	BR 118 M

SERION ELISA control	Bestell.Nr.
Herpes Simplex Virus 1 IgG	BR 1051 G
Herpes Simplex Virus 1 IgM	BR 1051 M
Herpes Simplex Virus 2 IgG	BR 1052 G
Herpes Simplex Virus 2 IgM	BR 1052 M
Herpes Simplex Virus 1/2 IgA	BR 105 A
Herpes Simplex Virus 1/2 IgG	BR 105 G
Herpes Simplex Virus 1/2 IgM	BR 105 M
Influenza A Virus IgA	BR 1231 A
Influenza A Virus IgG	BR 1231 G
Influenza B Virus IgA	BR 1232 A
Influenza B Virus IgG	BR 1232 G
Legionella pneumophila IgG	BR 106 G
Leptospira IgG	BR 125 G
Leptospira IgM	BR 125 M
Masern Virus IgG	BR 102 G
Masern Virus IgM	BR 102 M
Mumps Virus IgG	BR 103 G
Mumps Virus IgM	BR 103 M
Mycoplasma pneumoniae IgA	BR 127 A
Mycoplasma pneumoniae IgG	BR 127 G
Mycoplasma pneumoniae IgM	BR 127 M
Parainfluenza Virus 1 IgG	BR 1261 G
Parainfluenza Virus 2 IgG	BR 1262 G
Parainfluenza Virus 1, 2, 3 IgA	BR 126 A
Parvovirus B19 IgG	BR 122 G
Parvovirus B19 IgM	BR 122 M
Respiratory Syncytial Virus IgA	BR 113 A
Respiratory Syncytial Virus IgG	BR 113 G
Röteln Virus IgG	BR 129 G
Röteln Virus IgG Avidität	BR 129 AVID
Röteln Virus IgM	BR 129 M
Tetanus IgG	BR 108 G
Thyroglobulin IgG	BR 144 G
Thyroperoxidase IgG	BR 143 G
Toxoplasma gondii IgG	BR 110 G
Toxoplasma gondii IgG Avidität	BR 110 AVID
Toxoplasma gondii IgM	BR 110 M
Varicella-Zoster Virus IgA	BR 104 A
Varicella-Zoster Virus IgG	BR 104 G
Varicella-Zoster Virus IgM	BR 104 M
Yersinia IgA	BR 138 A
Yersinia IgG	BR 138 G
Yersinia IgM	BR 138 M

Weitere SERION ELISA classic Produkte finden Sie unter www.virion-serion.de.